

goodscare



gc



**we care  
for your  
goods.**



Wir sind Ihr kompetenter & zuverlässiger Partner für das globale Sourcing, den Vertrieb und die Vermarktung von Produkten für das Gesundheitswesen.

[www.goodscare.com](http://www.goodscare.com)



# Humasis COVID-19 Ag Test

Hochleistungsfähiger PoC Schnelltest

FÜR GESCHULTE PERSONEN

Effektiver Schnelltest zur frühzeitigen Erkennung einer aktiven Infektion bei symptomatischen und asymptomatischen Testpersonen vor Ort.  
Zuverlässige Ergebnisse ohne Kreuzreaktivität mit saisonalen Coronaviren.



HOCHLEISTUNGSFÄHIGER POC SCHNELLTEST



EINFACHES TESTVERFAHREN; DIREKTER NASENABSTRICH AUCH IM VORDEREN NASENRAUM MÖGLICH



NUR 3 EINFACHE SCHRITTE MIT VORGEFÜLLTEN TESTRÖHRCHEN



SCHNELLES ERGEBNIS IN 15 MINUTEN



EXTREM NIEDRIGE NACHWEISGRENZE (LoD 31.5) – SCHLÄGT SCHON BEI GERINGER VIRUSLAST AN



HOHE KLINISCHE SENSITIVITÄT VON 95,5% & SPEZIFITÄT VON 100%



FÜR GESCHULTES PERSONAL



zugelassen und gelistet beim

**BfArM**  
Bundesinstitut  
für Arzneimittel  
und Medizinprodukte

evaluiert und gelistet beim

**PEI – Paul Ehrlich Institut**  
Bundesinstitut  
für Impfstoffe und  
biomedizinische Arzneimittel

## PRODUKTDDETAILS

<b>PRODUKT</b>	Humasis COVID-19 Ag Test
<b>ARTIKEL NR.</b>	108100010001
<b>PZN</b>	16904896
<b>BFARM TEST ID</b>	AT083/20
<b>DIMDI</b>	Dok. Nr. 00095487
<b>VERPACKUNG</b>	25 Tests pro Box – 24 Boxen pro Umkarton
<b>PROBEN</b>	Nasopharyngealer Abstrich oder einfacher Nasenmuschel Abstrich
<b>LAGERUNG</b>	2-30°C
<b>HALTBARKEIT</b>	18 Monate

**erkennt zuverlässig auch alle aufgetretenen Virusmutationen**

\*Dem Käufer ist bekannt, dass die verkauften Antigen Schnelltests nur von medizinisch geschultem Personal angewendet oder angeleitet werden dürfen, insbesondere, aber nicht ausschließlich, im Hinblick auf die Verlässlichkeit der Ergebnisse der Schnelltests. Durch Aufgabe einer Bestellung bestätigt der Käufer, dass er sicherstellt, dass die verkauften Schnelltests nur durch ausreichend qualifizierte Personen überwacht werden.

### HERSTELLER

**Humasis**

Humasis Co., Ltd  
Rm. 503, Shinwon Vision Tower, Jeonpa-ro 88,  
Dongan-gu, Anyang-si, Gyeonggi-do, 14042, Korea  
**Tel:** +82 31 478 8546  
**Fax:** +82 31 478 8586  
**E-Mail:** question@humasis.com

### EU REP.

MEDICAL  
TECHNOLOGY **promedt**  
CONSULTING

MT Promedt Consulting GmbH  
Altenhofstr. 80  
D-66386 St. Ingbert / Germany  
**Tel:** +49 6894 85 10 20  
**Fax:** +49 6894 85 10 21  
**E-Mail:** info@mt-procons.com


# Die COVID-19-Antigenbestimmung

Nutzen Sie den Humasis COVID-19 Ag Test, wenn Ihre Patienten einen schnellen, zuverlässigen COVID-19-Test benötigen. Liefert Ergebnisse in Laborqualität vor Ort in 15 Minuten.


## TESTVERFAHREN



Video-Gebrauchsanweisung




ODER





### Vorbereitung der Probenahme

Führen Sie den Abstrichtupfer 1-2 Zentimeter in das linke Nasenloch ein und zirkeln Sie ihn 5 Mal oder mindestens 15 Sekunden in kreisenden Bewegungen fest gegen die Nasenwand. Führen Sie im Anschluss dasselbe im rechten Nasenloch durch.



## INTERPRETATION DES ERGEBNISSES



goodscare

we care  
for your  
goods.

**Janneke Lupp**

janneke.lupp@goodscare.com

T +49 (0) 40 3680 7499-12

M +49 (0) 170 24 71 811

**Thilo Schmitz**

thilo.schmitz@goodscare.com

T +49 (0) 40 3680 7499-13

M +49 (0) 1577 14 18 341

**goodscare GmbH**

am Sandtorkai 62

20457 Hamburg

Germany

T: +49 (0) 40 3680 7499-0

F: +49 (0) 40 3680 7499-5

info@goodscare.com

www.goodscare.com



gc